

MoliMed® Comfort Mini P 28
 MoliMed® Comfort Midi P 28
 MoliMed® Comfort Maxi P 28



Spez.-Nr.: D 3.2425c
 Abteilung: SM-PDI
 Datum: 2012-02-22

1. Allgemeine Produktbeschreibung

MoliMed® Comfort ist eine anatomisch geformte Einlage mit Dry Plus Verteiler-Auflage, Ultra Saugschicht, vollfächiger Vliesabdeckung, undurchlässiger Außenfolie und mit weichem, elastischen Beinabschluss.

Die Einlagen bieten bestmögliche Sicherheit durch hohe Saugkraft und Speicherleistung und schützen vor Rücknässung. MoliMed® Comfort Einlagen lassen sich mit einem breiten Klebestreifen einfach und sicher in der Unterwäsche fixieren und sind besonders diskret zu tragen.

Produkteinstufung: Unsterile Medizinprodukte der Klasse I, gemäß EG-Rahmenrichtlinie

2. Anwendung

Bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche; geeignet auch als Schutz nach vaginalen Eingriffen oder als komfortable, auslaufsichere Wöchnerinnenvorlage.

3. Aufmachung

MoliMed® Comfort Mini P 28	Art.-Nr.: 168 100, 168 103
MoliMed® Comfort Midi P 28	Art.-Nr.: 168 101, 168 104
MoliMed® Comfort Maxi P 28	Art.-Nr.: 168 102, 168 105

4. Produkteigenschaften

Material:


- Wäscheschutz:	Polyethylen Folie, weiß
- Saugkörper (2-lagig):	100 % elementar chlorfrei gebleichter Zellstoff, mit superabsorbierendem Polymer
- Verteiler-Auflage:	Zellstoff, Curled Fiber, weiß
- Kleber	Hotmelt
- Vlies:	Polypropylen Vlies, hydrophil
- Elastische Bündchen:	Polyurethan Schaumstoff
- Abdeckung:	Silikonpapier

MoliMed® Comfort Mini P 28
 MoliMed® Comfort Midi P 28
 MoliMed® Comfort Maxi P 28



Spez.-Nr.: D 3.2425c
 Abteilung: SM-PDI
 Datum: 2012-02-22

5. Produktskizze



Abmessungen [mm]		Mini	Midi	Maxi
Gesamtlänge:	A	265 ± 6	335 ± 8	430 ± 10
Gesamtbreite:	E	112 ± 6	132 ± 6	162 ± 6
Saugkörperlänge:	B	235 ± 10	305 ± 10	395 ± 10
Saugkörperbreite:	F	90 ± 8	112 ± 8	138 ± 8

MoliMed® Comfort Mini P 28
MoliMed® Comfort Midi P 28
MoliMed® Comfort Maxi P 28



Spez.-Nr.: D 3.2425c

Abteilung: SM-PDI

Datum: 2012-02-22

6. Produktanforderungen

Prüfmerkmal:	Dim.	Mini	Midi	Maxi
Gesamtgewicht:	[g]	14*	20*	36*
Superabsorbent Polymer- Menge:	[g]	2,6*	4,0*	7,3*
Zellstoffgewicht	[g]	9,3*	13,6*	24,9*
1. Einsickerzeit**	[s]	max. 15	max. 45	max. 70
2. Einsickerzeit**	[s]	max. 40	max. 80	max. 160
1. Rücknässung**	[g]	max. 0,5	max. 0,5	max. 0,5
2. Rücknässung**	[g]	max. 1,5	max. 4	max. 10

* Toleranz ± 10% (entspricht ± 3 s)

** mit 25ml, 50ml oder 100ml 0,9% Kochsalzlösung (abhängig von Zellstoff- und SAP-Gehalt)

7. Kennzeichnung

Chargenschlüssel mit 9-stelligem Code:
z.B.:

1	066	XXXXX
Jahr	lfd. Tag	interner Schlüssel

8. Verpackung

MoliMed® Comfort sind in Polyethylen - Presspackbeutel verpackt; Transportkartons nach DIN, Palettierung auf Europaletten.

22. Februar 2012

PAUL HARTMANN AG
- Produktentwicklung SM-PDI -

i.A.

