

Produktübersicht manuelle Instrumentenaufbereitung

Manuelle Instrumentenaufbereitung

	aldehydhaltig aldehydfrei	bakterizid / levurozid fungizid	tuberkulozid / mykobakterizid sporizid	begrenzt viruzid viruzid	VAH-Liste RKI-Liste IHO-Viruzidie-Liste	Desinfektion Reinigung Tauchbadverfahren Ultraschallbad	flexible Endoskope chirurgische Instrumente Intensiv- / Anästhesie-Material Glas Anwendung mit BODE X-Wipes rotierende Dental-Instrumente Absauganlagen / Amalgamabschneider
Bodedex® forte						•	•
Bodedex® zyme						•	•
Bomix® plus	•	•		•	•	•	•
Korsolex® plus	•	•		•	•	•	•
Korsolex® med AF	•	•	•	•	•	•	•
Korsolex® extra	•	•	•	•	•	•	•
Korsolex® basic	•	•	•	•	•	•	•
Korsolex® FF	•	•	•	•	•	•	•

Dentalprodukte

Korsolex® Bohrerbad	•	•	•	•	•	•	•
Mikrobac® dent	•	•	1	•	•	•	•

1 nur tuberkulozid

Maschinelle Instrumentenaufbereitung

	aldehydhaltig aldehydfrei	bakterizid / levurozid fungizid	tuberkulozid / mykobakterizid sporizid	begrenzt viruzid viruzid	VAH-Liste RKI-Liste IHO-Viruzidie-Liste	Desinfektion Reinigung Neutralisation Klarspüler / Trocknungsbeschleuniger Ultraschallbad	flexible Endoskope chirurgische Instrumente Intensiv- / Anästhesie-Material Glas Steckbecken Betten / OP- Schuhe / Container
Dismoclean® 23 alka zyme						•	•
Dismoclean® 24 Vario						•	•
Dismoclean® 25 acid						•	•
Dismoclean® 26 acid						•	•
Dismoclean® 28 alka med	•	1		•	•	•	•
Dismoclean® 34 GR						•	•
Dismoclean® 41 STS						•	•
Dismoclean® 42 alka						•	•
Dismoclean® 61 NR						•	•
Dismoclean® 61 DWA	•	•	2	•		•	•
Dismoclean® 62 KWA						•	•
Dismoclean® 64 neutra-dry						•	•
Dismoclean® twin basic						•	•
Dismoclean® twin zyme						•	•
Korsolex® Endo-Cleaner						•	•
Korsolex® Endo-Disinfectant	•	•	•	•	•	•	•

1 nur bakterizid
2 nur tuberkulozid