

Betriebsfläche : HYGIENE

Die Händedesinfektionsstelle ist für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen Hygiene wichtig ist und in denen viel Verkehr herrscht.
(Schulen, Krankenhäuser, Unternehmen, Einkaufszentren....)

Bestandteile :

Pfosten mit Hinweisschild

- Pulverbeschichteter Stahl mit UV-Schutz
- Neutrales Hinweisschild (individuell anpassbar)
- Druckstange aus Edelstahl AISI 304 (18/10)

Abmessungen :

Ohne Packung :

Gewicht : 9,8 kg
Größe : 0,24 m3
Maße (L*B*H) : 380x380x1630 mm

Mit Packung :

Gewicht : 10,5 kg
Größe : 0,25 m3
Maße (L*B*H) : 390x390x1640 mm

Zollnomenklatur : 73239900

Gencod : 3019920525132

Vorteile :

- Unzerbrechlich - Antivandalismus - Robust - Funktional
- Große Stabilität, mit 4 verstellbaren Füße direkt auf den Boden zu stellen oder an 4 Punkten zu befestigen
- Leichte Desinfektionsgel-Nachfüllung
- Bei jeder Anwendung ist die richtige Desinfektionsgel-Dosis ausgegeben
- Ellbogenbetrieb zur Vermeidung des Handkontakts mit dem Spender

Palettierung :

Menge	8
Höhe in (m)	1,76
Anzahl von Produkten/Schicht	8
Anzahl von Schichten/Palette	1
Abmessungen der Palette (in mm)	1200x800
Gewicht (in kg)	94

ROSSIGNOL – Route de St Cénére - 53150 Montsûrs – Frankreich
Tel. : + 33 (0)2.43.01.55.55 – Fax : + 33 (0)2.43.01.55.06 – www.rossignol.fr

Farbe : Weiß - Ral 9016



Gel-Spender

- Unzerbrechliches transparentes Polycarbonat 3 mm
- Abnehmbarer transparenter Tank mit einem Fassungsvermögen von 0,850 L
- Spendersystem mit Anti-Tropf-Ventil
- Regelung des Durchflusses von Verbrauchsmaterialien (1ml pro Druck)
- Anzeige der Verbrauchsmaterialien
- Abschließbar
- Kompatibel mit hydroalkoholischen Gelen (außer Mikroperlen) (nicht mitgeliefert)



Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung :

- Die Station sollte an einem Ort mit einer empfohlenen Raumtemperatur (15 °C bis 25 °C), fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung, weit entfernt von allen brennbaren Quellen und in einem gut belüfteten Bereich installiert werden.
- Alle unsere Desinfektionsstationen müssen regelmäßig (einmal pro Woche) gereinigt werden: Tank leeren, Tank mit heißem Wasser reinigen, Gel nachfüllen