

**KLEEN
PURGATIS**

LAVO DES 60 KOMPAKT

Desinfektionswäsche bei 2,2 g/l

**In umfangreichen
Tests geprüft!**

bakterizid - viruzid

... kleine Menge - große Waschleistung

VAH
Verband für Angewandte Hygiene e.V.
Desinfektionsmittel-Kommission

ROBERT KOCH INSTITUT



(angemeldet)



www.kleen-purgatis.de


LAVO DES 60 KOMPAKT

- für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60 °C
- 2,2 g/l VAH gelistet, 3,6 g/l RKI-(A/B)-Listung angemeldet
- überragende Reinigungskraft schon bei niedrigen Dosiermengen
- wäscht, bleicht und desinfiziert ohne Chlor und Phosphat
- beseitigt unangenehme Gerüche bereits ab 30 °C durch aktiven Sauerstoff
- besonders geeignet zum desinfizierenden Waschen von Feucht- und Nasswischbezügen

Desinfizierendes Waschen


Lavo Des 60 Kompakt ist bei einer Dosiermenge von 2,2 g/l VAH-gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion. Bei Virenbelastung reicht eine Dosierung von 3,6 g/l (RKI-Listung A/B). Lavo Des 60 Kompakt ist damit bei Dosiermengen für die chemothermische Wäschedesinfektion den anderen marktführenden Waschmitteln deutlich voraus.

Flottenverhältnis 1:5, Temperatur 60 °C, Haltezeit 15 min



Hervorragendes Kosten – Nutzen Verhältnis

Dosierwerte für 10 kg Desinfektionswäsche
Flottenverhältnis 1:5, normale Verschmutzung, Wasserhärtebereich 12 °dH



Niedriges Schaumprofil für optimale Mechanik

Schaumbildung

Lavo Des 60 Kompakt zeigt ein niedriges Schaumprofil bei allen gängigen Temperaturen, selbst bei höherer Dosierung.

Spitzen Waschergebnisse bei niedriger Dosierung

Waschleistung

Die Waschleistung wurde bei 60 °C auf Baumwollgewebe mit streng definierten Testanschmutzungen (Code 99902) untersucht. Das Waschergebnis von Lavo Des 60 Kompakt lieferte dabei die besten Ergebnisse im Vergleich zu den Mitbewerbern.



Vergrauung

Vergrauung wurde auf Baumwolle, Baumwolle/Polyester-Mischgewebe, Polyester und Polyamid mit definierten Vergrauungsanschmutzungen getestet. Lavo Des 60 Kompakt liefert vergleichbare bis bessere Ergebnisse bei VAH-Dosiermengen im Vergleich zu den marktführenden Waschmitteln.

Abb. rechts: für diesen Versuch wurde ein älterer Mopp zerschnitten und jeweils 10x gewaschen. Dieser optische Unterschied zeigte sich bei allen Gewebetypen.




Stabilisierung höchster Wasserhärten

Härttestabilisierung

Die Härttestabilisierung des Lavo Des 60 Kompakt ist bereits bei der Dosierung von 2,2 g/l (VAH-Listung) besser als bei den marktführenden Waschmitteln. Im Diagramm ist die Resthärte (mg/l) des Leitungswassers nach der Zugabe des Waschmittels dargestellt.

Resthärte (mg/l) [Leitungswasser 24 °dH]



Lavo Des 60 Kompakt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.