



MaiMed[®] - nitril LG



Produktdaten:

Product Specification:

Produktbeschreibung:

Product Description:

Einmal- Untersuchungshandschuhe aus Nitril, mikrogeraute Oberfläche, blau, unsteril und puderfrei. Mit einer Länge von ca. 300 mm. Rechts und links tragbar.
Single-use examination gloves made of nitrile, micro-roughened surface, blue, non sterile and powder-free. Approx. 300 mm length. Can be worn on either hand.

Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der Industrie und der Medizin, sowie im Reinigungsbereich.
Suitable for the use in food industry, manufacturing, in medicine as well as in the cleaning sector.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed-nitril LG, unsteril / non sterile

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Farbe / Colour	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Box / VE
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	XS	blau / blue	100 Stck. / pcs.	74093	4046153099825	-	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	S	blau / blue	100 Stck. / pcs.	74094	4046153031627	-	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	M	blau / blue	100 Stck. / pcs.	74095	4046153031641	-	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	L	blau / blue	100 Stck. / pcs.	74096	4046153031665	-	10
Nitrilhandschuh/ Nitril gloves	XL	blau / blue	100 Stck. / pcs.	74097	4046153031689	-	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN 374 - 1, 2, 3; ASTM 6319

AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe / Size	Länge / Length in mm	Breite / Width in mm	Wandstärke einzelne Wand (minimum) / Minimum thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Aging	
			Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	300	75	0,15 +/- 0,04	0,22 +/- 0,04	0,24 +/- 0,04	Min. 6 N	Min. 500 %
S	300	80 ± 10	0,15 +/- 0,04	0,22 +/- 0,04	0,24 +/- 0,04	Nach Alterung / After Aging	
M	300	95 ± 10	0,15 +/- 0,04	0,22 +/- 0,04	0,24 +/- 0,04	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
L	300	110 ± 10	0,15 +/- 0,04	0,22 +/- 0,04	0,24 +/- 0,04	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XL	300	110	0,15 +/- 0,04	0,22 +/- 0,04	0,24 +/- 0,04	Min. 6 N	Min. 400 %

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further information about the symbols on our homepage www.MaiMed.de



MaiMed GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

Kontakt:

Contact:

@ info@mamed.de
www.MaiMed.de
+49 - 5195/9707-0
+49 - 5195/9707-100