

Der MaiMed[®] - evolution – Handschutz neu definiert...

Grundlegende Informationen:

- Der MaiMed[®] - evolution wird im sogenannten Stanzenverfahren hergestellt. Die Herstellung von Einmalhandschuhen aus Latex, Nitril oder Vinyl hingegen, erfolgt im Tauchverfahren.
- Der MaiMed[®] - evolution ist in den Farbe Weiß und Blau erhältlich
- Das Grundmaterial des MaiMed[®] - evolution ist Polyethylen (LLDPE)
- Der MaiMed[®] - evolution besitzt einen AQL von 1,5 sowie ein Lebensmittelechtheits-Zertifikat und kann daher uneingeschränkt in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden
- Der MaiMed[®] - evolution ist eine Neuheit auf dem europäischen Markt
- Die handelsübliche Verpackungseinheit (Box) enthält **200** Handschuhe

Was ist eigentlich LLDPE?

Der MaiMed[®] - evolution wird aus dem synthetischen Material Polyethylen (PE) gefertigt. Dieses Grundmaterial wird im Zuge der Produktion allerdings in hohem Maße veredelt, so dass ein besonderer Typ Polyethylen, das sogenannte LLDPE, entsteht. LLDPE, oder auch PE-LLD genannt, steht für „linear low density polyethylene (zu dt.: lineares Polyethylen niederer Dichte)“.

Worin liegt der Unterschied zu einem herkömmlichen PE-Handschuh?

Der MaiMed[®] - evolution hat mit einem marktüblichen PE-Handschuh, den man an der Tankstelle oder im Friseursalon findet, NICHTS gemein. Durch die, im Verlauf der Herstellung vollzogene Veredelung des Grundmaterials, wird mit Blick auf die Schlüsselmerkmale Elastizität, Passform und Tastempfinden eine Annäherung an höherwertige Materialien, wie Vinyl oder Nitril, vorgenommen. Letztlich bedeutet dies, dass der MaiMed[®] - evolution, Handschuhen aus Vinyl oder Nitril in fast Nichts nachsteht.

→ Der MaiMed[®] - evolution ist etwas gänzlich NEUES auf dem Handschuh-Markt.

Wo ist der Evolution einzusetzen?

Aufgrund seiner Materialbeschaffenheit und der nicht passgenauen Form, ist der MaiMed[®] - evolution als medizinischer Untersuchungshandschuh nicht einzusetzen. (erreicht nicht **DIN EN 455**). Haupteinsatzgebiete des MaiMed[®] - evolution sind der **Pflegesektor** (Ambulante Pflege, Pflegeheime und Sozialstationen im Bereich der täglichen Grundpflege), die **lebensmittelverarbeitende Industrie** (Fisch-, Fleisch-, Kühlwarenverarbeitung, Bäckereibetriebe, Catering, Gastronomie), sowie die Bereiche **Kosmetik-, Friseur- und Reinigungsbedarf**.

MaiMed[®] - evolution white und blue

Einmalhandschuh aus Polyethylen (LLDPE) • puderfrei • Länge: 255 mm +/- 5mm
reißfestes und sicheres Tragen • rechts und links tragbar • AQL 1,5

| Name | Größe | Farbe | Inhalt | REF | Bestellmenge |
|---------------------------------|-------|-------|-------------|-------|--------------|
| MaiMed [®] - evolution | S | weiß | 200 St./Box | 76277 | |
| MaiMed [®] - evolution | M | weiß | 200 St./Box | 76278 | |
| MaiMed [®] - evolution | L | weiß | 200 St./Box | 76279 | |
| MaiMed [®] - evolution | XL | weiß | 200 St./Box | 76280 | |
| MaiMed [®] - evolution | S | blau | 200 St./Box | 76281 | |
| MaiMed [®] - evolution | M | blau | 200 St./Box | 76282 | |
| MaiMed [®] - evolution | L | blau | 200 St./Box | 76283 | |
| MaiMed [®] - evolution | XL | blau | 200 St./Box | 76284 | |
| MaiMed [®] - evolution | XXL | blau | 200 St./Box | 76289 | |