

LIGANA[®] UREA



Unparfümiert



Pflegecreme für Hände und Gesicht

bei trockener, empfindlicher oder stark beanspruchter Haut

- leicht fettend und sehr gut einziehend
- mit Harnstoff, Bienenwachs und Allantoin
- unterstützt die Regeneration vorgeschädigter Haut
- silikonfrei
- unparfümiert



LIGANA® UREA

Pflegecreme für Hände und Gesicht

Produktbeschreibung

LIGANA® UREA ist eine unparfümierte Hautpflegecreme auf der Basis einer Öl-in-Wasser-Emulsion. Sie zieht sehr schnell in die Haut ein, hinterlässt keinen störenden Fettfilm und ist frei von Silikonen.

Zusammensetzung nach INCI

AQUA, GLYCERYL STEARATE SE, PARAFFINUM LIQUIDUM, UREA, CERA ALBA, ALLANTOIN, TOCOPHERYL ACETATE, STEARIC ACID, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, BUTYLPARABEN, PROPYLPARABEN

Produkteigenschaften

- Die Haut wird in ihren vielfältigen Funktionen durch äußere Einflüsse beeinträchtigt. Hierzu zählt z. B. ein beruflich bedingter Hautkontakt mit schädigenden Substanzen oder für die Haut ungünstige Witterungsverhältnisse, wie kalte und trockene Winterluft und häufige Hautreinigung. Dem Säureschutzmantel der Haut werden Feuchtigkeit und Fettstoffe entzogen. Die Hornschicht der Haut verliert dadurch an Geschmeidigkeit. Als Folge treten häufig Hautirritationen auf.
- LIGANA® UREA pflegt und glättet die Haut durch Bienenwachs und feuchtigkeitbindenden Harnstoff.
- Allantoin unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess der Haut.
- Die Geschmeidigkeit und Widerstandskraft der Haut wird erhöht.
- Die Hautpflegecreme beugt einer Schädigung der Haut zusätzlich wirkungsvoll vor.

Anwendungsbereich

LIGANA® UREA ist für die Pflege und Regeneration stark beanspruchter Haut entwickelt worden und ist auch für empfindliche und extrem trockene Haut geeignet.

Anwendung

- LIGANA® UREA nach der Arbeit auf die saubere und gründlich abgetrocknete Haut sparsam auftragen.
- Besonders auf gefährdete Hautpartien, z. B. zwischen den Fingern und an den Nägeln, achten.
- Die Creme ist auch für die Anwendung im Gesichtsbereich geeignet.
- Das Produkt sollte nicht ins Auge gelangen.

Verpackung und Lagerung

LIGANA® UREA ist lieferbar in:

- 50-ml-Tube
 - 2.000-ml-Varioflasche für den IVRAXOMAT® VARIO Spender
- Das Produkt ist in originalverschlossenen Gebinden mindestens 30 Monate (ab Herstellungsdatum) bei Raumtemperatur lagerfähig. Die Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen (PAO, Period after Opening) ist auf der Verpackung angegeben.

Gesetzliche Vorschriften

LIGANA® UREA unterliegt der Kosmetikverordnung und nicht dem Chemikaliengesetz oder der Gefahrstoffverordnung. Weitere Hinweise zum Umgang mit dem Produkt können den Gruppenmerkblättern für den beruflichen Hautschutz – Hautmittel – entnommen werden.

Gutachten zur Hautverträglichkeit

Die Hautverträglichkeit von LIGANA® UREA wurde sorgfältig geprüft und nachgewiesen. Ein schriftliches Gutachten liegt vor.

Unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen, die keine Zusicherung von Eigenschaften unserer Erzeugnisse bedeuten, beruhen auf langjährigen Erfahrungen. Sie sind jedoch – auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter und ausländische Rechtsvorschriften – unverbindlich und befreien unsere Kunden nicht davon, unsere Produkte und Verfahren auf ihre Eignung für den Einsatzzweck selbst zu prüfen. Stand: 13.10.10



Peter Greven
Physioderm GmbH
Procter-&-Gamble-Str. 26
D-53881 Euskirchen

Fon: +49 (0) 2251 77617-0
Fax: +49 (0) 2251 77617-44
hautschutz@peter-greven.de
www.peter-greven.de