

MicroOne

Einweg Microfasertücher



Einfache Anwendung mit vielen Vorzügen



Bei hohen Hygieneanforderungen sind Microfasertücher die erste Wahl. Die langjährige Erfahrung von Vileda Professional im Bereich Microfaser zeigt sich nun auch in dem Einwegtuch MicroOne.

Hygienisch rein

99.9% der Bakterien auf der zu reinigenden Fläche werden von MicroOne aufgenommen. Das Einwegtuch eignet sich zudem für die Anwendung mit chlorhaltigen Desinfektionslösungen und minimiert die Gefahr der Keimverschleppung. Einrichtungen ohne Waschmöglichkeit profitieren ebenfalls von den Einwegtüchern.

Einfache und hygienische Anwendung

Eine Verpackungseinheit MicroOne beinhaltet 50 Tücher in Z-Faltung. Diese lassen sich direkt im Kunststoff-Beutel vorbereiten und auch mit Handschuhen leicht entnehmen. Sollten einmal Tücher übrig bleiben, lässt sich der Beutel mit dem Etikett einfach wieder verschließen. Die kompakten Verpackungsmaße erlauben den Transport der Tücher in einem 6-Liter Eimer.

Ob direkt im Kunststoffbeutel oder kurz vor der Anwendung individuell befeuchtet – Die MicroOne Tücher passen sich ideal Ihren Reinigungsanforderungen an.

Das clevere Beutel-in-Eimer-Konzept verhindert Rückstände und Verschmutzungen am oder im Eimer. Der Deckel des Eimers ist mit einer Hand einfach zu öffnen und zu verschließen.

Schnell einsatzbereit

Die Vorbereitung der Tücher für die Reinigung ist einfach und schnell zu bewältigen:

- Kunststoffbeutel (Inhalt: 50 Tücher) in den 6L Eimer legen
- Beutel öffnen und sicher am Rand des Eimers umschlagen
- 500ml Reinigungslösung (600ml für die desinfizierende Anwendung) direkt in den Beutel geben
- Nach 15min sind die Tücher gleichmäßig befeuchtet und können angewendet werden

Top Reinigungsergebnisse

Neben den exzellenten Ergebnissen hinsichtlich einer hygienischen Reinigung, zeichnet sich das MicroOne durch seine hohe Wasseraufnahme und ein streifenfreies Reinigungsergebnis aus.

Fingerabdrücke und andere fetthaltige Rückstände sind dank 100% Microfaseranteil kein Problem für das MicroOne.