



Spender

für 1-Liter- und 2-Liter-
Faltflaschen

Physioderm®
mein hautschutz.

physioma[®] multi

**Metallspender für physioderm®-Produkte
in 1-Liter- oder 2-Liter-Faltflaschen**

Eigenschaften/Anwendungsgebiete:



Der robuste, zum Teil aus Edelstahl gefertigte Spender bietet:

- einfache Handhabung
- optimale Dosierung
- gute Entleerung
- größtmögliche Hygiene, da kein direkter Kontakt zwischen Produkt und Spender besteht

Der physioma[®] multi ist geeignet für alle 1-Liter- und 2-Liter-Faltflaschen von Physioderm.

Maße (ca.-Angaben):

Höhe: 315 mm, Breite: 135 mm, Tiefe: 130 mm



Bestelldaten:


physiomat® multi

BSW-Nr.: 13675001

physiomat® multi, abschließbar

BSW-Nr.: 13682001

Montage und Befüllung:



Unsere Angaben und Empfehlungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Erkenntnisse. Wir erteilen sie unverbindlich. Sie stellen weder eine Garantie dar noch wird hierdurch ein Vertragsverhältnis begründet. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor. Wir bitten Sie, die Produkte stets selbst auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen.

Peter Greven Physioderm GmbH

Procter-&Gamble-Str. 26
53881 Euskirchen
Telefon: 02251/77617-0
Telefax: 02251/77617-44
Internet: www.physioderm.de
E-Mail: info@physioderm.de