

Eifix® ProSan

Sperrflüssigkeit für wasserlose Urinale

Stand: 09.04.2015

Eigenschaften

Sperrflüssigkeit für wasserlose Urinalsysteme. Perfekter Geruchsverschluss.

Anwendung / Dosierung

Anweisungen des Geräteherstellers beachten. Die erforderliche Menge in das Syphonsystem einfüllen. Füllstand regelmäßig kontrollieren. Wir empfehlen, die Flüssigkeit nach 4000 – 5000 Benutzungen zu wechseln. Mindestens jedoch einmal im Monat. In der Regel genügen je nach System 100 ml Flüssigkeit.

Inhaltsstoffangabe

Farb- und Duftstoffe (d-Limonene, Linalool, Geraniol, Citronellol).

Technische Daten

Farbe:	blau
Konsistenz:	flüssig
Geruch:	produktspezifisch
pH-Wert:	nicht anwendbar
Dichte:	0,85 g/cm ³

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Bei diesem Artikel handelt es sich nicht um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach EG-GHS-Verordnung. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind vollständig aerob abbaubar.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.