



DOSIER-TABELLE

für das Desinfektionsmittel HEXAWOL

DGHM und DVG gelistet

Allgemein

Einwirkzeit	4 Stunde	1 Stunde	15 Minuten	5 Minuten
Gewünschte Ansatzmenge an Desinfektionsreinigerlösung	0,75 %	1%	2%	5%
1,0 Liter	7,5 ml	10 ml	20 ml	50 ml
2,0 Liter	15 ml	20 ml	40 ml	100 ml
3,0 Liter	22,5 ml	30 ml	60 ml	150 ml
4,0 Liter	30 ml	40 ml	80 ml	200 ml
5,0 Liter	37,5 ml	50 ml	100 ml	250 ml
6,0 Liter	45 ml	60 ml	120 ml	300 ml
7,0 Liter	52,5 ml	70 ml	140 ml	350 ml
8,0 Liter	60 ml	80 ml	160 ml	400 ml
9,0 Liter	67,5 ml	90 ml	180 ml	450 ml
10,0 Liter	75 ml	100 ml	200 ml	500 ml

Hinweis:

Die gesamte Desinfektionsmittellösung ergibt sich aus der angegebenen Menge an Desinfektionsmittelkonzentrat und der Differenzmenge an Wasser.

Beispiel:

10 l / 1%ige Gebrauchslösung =

$$\begin{array}{r}
 100 \text{ ml Desinfektionsmittelkonzentrat} \\
 + 9,9 \text{ l Wasser} \\
 \hline
 = 10 \text{ l fertige Desinfektionsmittellösung}
 \end{array}$$



DOSIER-TABELLE

für das Desinfektionsmittel HEXAWOL

DGHM und DVG gelistet

Dosierangaben für:	unbehandeltes Holz (Sauna)		Acrylglas	
Einwirkzeit	4 Stunde	1 Stunde	5 Minuten	1 Minuten
Gewünschte Ansatzmenge an Desinfektionsreinigerlösung	1,5%	2%	5%	7,5%
1,0 Liter	15 ml	20 ml	50 ml	75 ml
2,0 Liter	30 ml	40 ml	100 ml	150 ml
3,0 Liter	45 ml	60 ml	150 ml	225 ml
4,0 Liter	60 ml	80 ml	200 ml	300 ml
5,0 Liter	75 ml	100 ml	250 ml	375 ml
6,0 Liter	90 ml	120 ml	300 ml	450 ml
7,0 Liter	105 ml	140 ml	350 ml	525 ml
8,0 Liter	120 ml	160 ml	400 ml	600 ml
9,0 Liter	135 ml	180 ml	450 ml	675 ml
10,0 Liter	150 ml	200 ml	500 ml	750 ml

Hinweis:

Die gesamte Desinfektionsmittellösung ergibt sich aus der angegebenen Menge an Desinfektionsmittelkonzentrat und der Differenzmenge an Wasser.

Beispiel:

10 l / 1,5%ige Gebrauchslösung =

$$\begin{array}{r}
 150 \text{ ml Desinfektionsmittelkonzentrat} \\
 + 9,85 \text{ l Wasser} \\
 \hline
 = 10 \text{ l fertige Desinfektionsmittellösung}
 \end{array}$$