

# EXTRA STRONG URINAL CAPS



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Ecobug® Extra Strong Urinal Caps für den Einsatz in wassergespülten & wasserlosen Urinalen. Die Ecobug® Caps beinhalten natürliche Mikroorganismen, die den Urin in seine Bestandteile aufspalten und in neutrale Moleküle umwandeln. Das Urinal bleibt sauber und geruchsfrei und spart wichtige Wasservorräte.

## WICHTIGSTE VORTEILE

- Einfache Umstellung ohne Umbau der Urinale
- Bei wassergespülte und wasserlose Urinale anwendbar
- Reduzieren Wasserverbrauch um bis zu 98 %
- Sparen somit teils hohe Wasser- und Kanalkosten
- Lösen und verhindern üble Gerüche. Hinterlassen einen angenehm, frischen Kirsch/Mandel-Duft
- Vermindern die Bildung von Urinstein- und Kalkablagerungen, erhöhen die Nutzerzufriedenheit und reduzieren die Kosten der Instandhaltung
- Eignen sich perfekt im Zusammenspiel mit dem Ecobug® High Performance Washroom Cleaner (= Ecobug® Urinal-System)

## ANWENDUNGSBEREICH

- Für wassergespülte & wasserlose Urinale aller Art
- Zum Einsetzen in das Urinal
- Bei Bedarf: Mit Urinalmatte oder Geruchsverschluss-Adapter verwenden



# EXTRA STRONG URINAL CAPS

## WIRKUNGSWEISE

Ecobug® Extra Strong Urinal Caps beinhalten natürliche Mikroorganismen (=gute Bakterien, wie z.B. auch im Jogurt oder Käse vorhanden), die den Urin in seine Bestandteile aufspalten und in neutrale Moleküle umwandeln. Der Ecobug® Cap wird einfach in das Urinal gelegt und der Wasserzufluss reduziert oder stillgelegt. Bereits die geringe Menge von 3-4 Liter Wasser zur täglichen Reinigung genügt, um die Bakterien zu aktivieren und so das Urinal sauber zu halten. Die Mikroorganismen werden freigesetzt, indem sich das Material im Ecobug® Cap ganz langsam zersetzt und auf diesem Weg die Bestandteile, die für das Bilden von Harnstein verantwortlich sind, spaltet. Gleichzeitig werden die schlechten Bakterien, die den üblen Geruch verursachen, vernichtet.

## ANWENDUNG

1 Stk. Ecobug® Cap je Urinal. Ecobug® Cap aus Eimer nehmen und diesen wieder gut verschließen.

**Wassergespülte Urinale:** Ecobug® Cap in das Urinal legen und Wasserzufluss stoppen bzw. auf ein Minimum reduzieren (2-3 Spülungen am Tag). Bei Bedarf Ecobug® Urinalmatte verwenden.

**Wasserlose Urinale:** Für das wasserlose Urinal wird ein Ersatz-Adapter und Geruchsverschluss benötigt. Marke & Modell des Urinals notieren oder ein Bild machen und die CSE Clean Solution GmbH kontaktieren. Sie erhalten von uns den richtigen Adapter, damit Sie Ecobug® verwenden können.

Beachten Sie die Ecobug® Reinigungsanleitung für eine bestmögliche Wartung.

## PRODUKTSPEZIFIKATION

Inhaltsstoffe: Frischer Duftstoff, spezielle Mikroorganismen, Lösungsmittel

pH-Wert: 4-5

**VPE: 10 & 25 Stk.**

**CSE CLEAN SOLUTION GMBH**



Salzachtalstraße 86  
A-5400 Hallein  
+43 (0) 6245 75 642-0  
office@cse-cleansolution.com  
www.cse-cleansolution.com

