



## MaiMed<sup>®</sup> - porefix transparent

### Produktdaten:

#### Product Specification:



### Produktbeschreibung:

#### Product Description:

Steriler, transparenter, postoperativer Wundschnellverband aus Polyurethan mit zentralem Wundkissen aus weichem Vliesstoff. Der Polyacrylat-Kleber gewährleistet einen sicheren Halt und lässt sich sanft wieder ablösen.

*Ready for use sterile, transparent, post-operative, adhesive plaster made of polyurethane with central wound pad made of soft, non-woven fabric. The polyacrylate adhesive secures a good hold and can be removed gently.*

### Bemerkungen:

#### Remarks:

Zur äußeren Abdeckung von Verletzungen und postoperativen Wunden.  
*For external covering of injuries and post-operative wounds.*

### Ausführungen:

#### Sizes:

#### MaiMed-porefix transparent, steril / sterile

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Farbe / Colour	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Wundschnellverband / Wound dressing	6 x 7 cm	transparent / transparent	50 x 1 Stck. / psc.	77091	4046153106325	9100625	24
Wundschnellverband / Wound dressing	9 x 10 cm	transparent / transparent	25 x 1 Stck. / psc	77092	4046153106349	9100631	30
Wundschnellverband / Wound dressing	9 x 15 cm	transparent / transparent	25 x 1 Stck. / psc	77093	4046153106363	9100648	30
Wundschnellverband / Wound dressing	10 x 20 cm	transparent / transparent	25 x 1 Stck. / psc	77094	4046153106387	9100654	30
Wundschnellverband / Wound dressing	10 x 25 cm	transparent / transparent	25 x 1 Stck. / psc	77095	4046153106400	9100660	15
Wundschnellverband / Wound dressing	10 x 30 cm	transparent / transparent	25 x 1 Stck. / psc	77096	4046153106424	9100677	15

### Qualitätssicherung:

#### Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / *CE- Marking on each packaging level*

CE- Klassifizierung: Klasse Is / *CE- Classification: Class Is*

### Verwendbarkeit:

#### Shelf Life:



5 Jahre / 5 years

### Material:

#### Material:

Trägermaterial: Polyurethan (PU)

*Backing material: Polyurethane (PU)*

Wundauflage: 80 % Viskose und 20 % Polypropylen mit einem dünnen PE-Film

*Wound dressing: 80 % viscose and 20 % polypropylene with a thin PE-film*

Kleber: Hypoallergener Polyacrylat-Kleber

*Adhesive: Hypoallergenic polyacrylate adhesive*

### Sterilisationsmethode:

#### Sterilisation method:

Ethylenoxid (EO)

*Ethylene-oxide (EO)*

### Symbole:

#### Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)  
*Further information about the symbols on our homepage [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)*



MaiMed GmbH  
Robert-Koch-Straße 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany

**Kontakt:**  
*Contact:*

@ [info@mamed.de](mailto:info@mamed.de)  
[www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)

+49 - 5195/9707-0

+49 - 5195/9707-100